

Общество с ограниченной ответственностью
«Северский реабилитационный ортопедический центр»
Томское региональное общественное движение
«ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

КОЛЯСКА ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ

КТ-ДИВО

ТУ 9451-001-55739063-2012

Инструкция по эксплуатации



ТОМСК 2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Коляска транспортировочная (далее КТ-ДИВО) предназначена для удобной и безопасной транспортировки лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и других маломобильных граждан по лестничным маршам и по узким проходам в салонах самолетов, в пассажирских железнодорожных вагонах, в жилых и административных зданиях, которые не оборудованы лифтами, пандусами и подъемниками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Габаритные размеры сиденья (мм):

глубина сиденья - 380;
ширина сиденья - 380;
высота сиденья - 500.

2.2. Габаритные размеры КТ-ДИВО:

Длина	730 мм
Ширина	380 мм
Высота	1340 мм
Масса	16,5 кг

2.3. Грузоподъемность максимальная - 180 кг

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КТ-ДИВО, с ремнями безопасности - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.
КТ-ДИВО может быть укомплектована насосом - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КТ-ДИВО изготовлена из стальных профильных труб квадратного сечения. Задней опорой служит пневматическая колесная пара, передней опорой - подножка для упора ног. Для транспортировки человека по ступеням лестниц (спуска или подъема с помощью грузчиков) КТ-ДИВО снабжена удобными для захвата руками верхним и нижним поручнями. По ровной поверхности КТ-ДИВО легко перемещается в наклонном положении с помощью колесной пары. КТ-ДИВО оснащена ремнем безопасности, фиксирующим грудную клетку и прихватами на липучках для фиксации ног.

Подголовник вставлен в боковые трубы спинки, как в направляющие, и легко снимается и вставляется. Для удобства при пересадке человека с инвалидностью в кресло или из кресла рекомендуется снимать подголовник (потянуть вверх соблюдая симметричность усилий).

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Запрещается использовать КТ-ДИВО без фиксации человека ремнями безопасности и прихватами для ног.

5.2. При передвижении по ровной поверхности и преодолении препятствий высотой не более 2 см достаточно одного грузчика. Для преодоления препятствий высотой более 2 см, лестничных пролетов, спуск-подъем на борт самолета, вагона или автобуса необходимы двое грузчиков, которые осуществляют транспортировку человека.

5.3. Преодоление препятствий высотой более 2 см, лестничных пролетов, спуск-подъем на борт самолета, вагона или автобуса осуществлять только спинкой КТ-ДИВО в сторону подъема.



Рис. 1.



Рис. 2



Рис. 3

6. ПОДГОТОВКА КТ-ДИВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ

КТ-ДИВО поставляется в собранном виде, до начала эксплуатации необходимо проверить степень накачки шин на колесах, при необходимости следует подкачать их насосом. Запрещается эксплуатировать КТ-ДИВО со спущенными шинами, это приведет к выходу ее из строя.

7. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. КТ-ДИВО необходимо содержать в чистоте, следить за исправностью узла колесной пары и затяжкой резьбовых соединений.

7.2. Сиденье и спинку чистить универсальным моющим средством с водой.

7.3. Один раз в месяц необходимо произвести проверку давления в шинах.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации КТ-ДИВО в течение двенадцати месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.2. Гарантийный срок хранения двадцать четыре месяца со дня изготовления.

8.3. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей по вине изготовителя и при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения КТ-ДИВО, покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

8.4. Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности указанной в настоящем паспорте;

- сколы и поломка деталей в результате ударов о другие предметы;
- наезд на препятствия высотой более 6 см;
- езда на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес.

Адрес изготовителя:

636035, Томская обл. г.Северск, пр.Коммунистический 2-11,
ООО «Северский реабилитационный ортопедический
центр» Тел. 8-913-816-7471 <sbd70sbd70@mail.ru>

Белов Игорь Вячеславович,

Представитель в Томске:

634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 21-64
Томское региональное общественное движение
«ДОСТУПНОЕ для ИНВАЛИДОВ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
(Движение «ДИВО»)
Владимир Салит
Тел. 8-3822-545107 моб. 8-913-814-0162
divo-tomsk@sibmail.com
<http://divo.tomsk.ru>

